



SIMULADOR MASCULINO PARA TACTO RECTAL

| | | |
|-------|-------|----------|
| 60170 | 60186 | ESTÁNDAR |
| 60171 | 60187 | AVANZADO |

Este nuevo simulador permite aprender de forma realista la técnica esencial del tacto rectal o examen de próstata.

Ambos modelos incluyen un esfínter anal contráctil, que permite evaluar el tono anal y acoplar un módulo de retención fecal.

El modelo **estándar** está dedicado al aprendizaje de procedimientos rectales básicos en el área de enfermería y no incluye las patologías.

El modelo **avanzado** incluye distintas próstatas y 2 perineos para permitir a los participantes en la formación familiarizarse con situaciones normales y anormales y aprender técnicas diagnósticas esenciales.

Las ilustraciones de patologías anorrectales externas son muy útiles para escenificar situaciones y realizar exámenes clínicos objetivos y estructurados (ECOE).



El aprendizaje más realista posible

limbsandthings.com

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

* Modelo avanzado

ANATOMÍA

- Glúteos, ano, recto, próstata y perineo
- Perineo con dos patologías: pólipos y cáncer colorrectal*
- 4 próstatas anormales*:
 - Hiperplasia unilateral benigna
 - Hiperplasia bilateral benigna
 - Carcinoma unilateral
 - Carcinoma bilateral

REALISMO

- Glúteos suaves que se separan fácilmente
- Ano realista, con tono en reposo y capacidad de contracción

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES


- La simulación de la contracción del esfínter permite a los participantes en la formación evaluar el tono anal
- Las próstatas intercambiables se insertan con rapidez y facilidad, evitando ser vistas por los participantes en la formación*
- Posición lateral izquierda
- La colocación del módulo de retención fecal permite a los estudiantes reconocer y diferenciar esta frecuente afección
- Paquete de ilustraciones de alta calidad de 9 patologías anales externas*

VERSATILIDAD

- El simulador también puede utilizarse en posición erguida inclinada con el soporte opcional para posición de pie (60172)

SEGURIDAD

- Sin látex



HABILIDADES:

- Exploración digital del ano, el recto y la próstata
- Evaluación del tono anal
- Identificación de materia fecal en el recto
- Identificación de patologías anorrectales externas*
- Comunicación entre el profesional médico y sus pacientes

INCLUIDO:

| | 60170 | 60171 |
|---|-------|-------|
| | 60186 | 60187 |
| • Unidad básica | ✓ | ✓ |
| • Soporte lateral izquierdo | ✓ | ✓ |
| • Perineo normal con tono anal | ✓ | ✓ |
| • Perineo con patologías y tono anal | ✗ | ✓ |
| • Próstata normal | ✓ | ✓ |
| • Próstata hiperplasia unilateral benigna | ✗ | ✓ |
| • Próstata hiperplasia bilateral benigna | ✗ | ✓ |
| • Próstata con carcinoma unilateral | ✗ | ✓ |
| • Próstata con carcinoma bilateral | ✗ | ✓ |
| • Materia fecal retenida | ✓ | ✓ |
| • Ilustraciones de patologías externas | ✗ | ✓ |
| • Lubricante | ✓ | ✓ |

ELEMENTOS ADICIONALES OPCIONALES:

- 60172 Soporte para posición de pie
- 40209 Maletín de transporte mediano

PAQUETE DE ILUSTRACIONES DE PATOLOGÍAS EXTERNAS



60172

SOPORTE PARA POSICIÓN DE PIE

