



## QUALITÄTEN:

\* Advanced-Modell

### ANATOMIE

- Gesäß, Anus, Rektum, Prostata und Perineum
- Pathologisches Perineum mit Polyp und Mastdarmkrebs\*
- 4 anormale Prostatae\*:
  - Gutartig einseitig vergrößert
  - Gutartig beidseitig vergrößert
  - Einseitiges Karzinoml
  - Beidseitiges Karzinom

### REALITÄTSNÄHE

- Weiches, zerlegbares Gesäß
- Realistischer Anus mit Ruhetonus und Kontraktionsfähigkeit

### HAUPTFUNKTIONEN


- Eine Simulation der Kontraktion eines Analschließmuskels ermöglicht den Lernenden eine Beurteilung des Analtonus
- Austauschbare Prostatae können außerhalb des Sichtbereichs der Lernenden schnell und einfach eingesetzt werden\*
- Linke Seitenlage
- Das Einbringen von verfestigtem Fäkalmaterial ermöglicht es den Lernenden, diesen allgemeinen Befund zu erkennen und zu charakterisieren
- Hochwertiges Illustrationsmaterial mit 9 äußerlichen Analbedingungen\*

### VIELSEITIGKEIT

- Das Trainingsmodell kann auch in „halbstehender“ Position auf dem optionalen Standfuß (60172) präsentiert werden

### SICHERHEIT

- Latexfrei



## FERTIGKEITEN:

- Digital-rektale Untersuchung von Anus, Rektum und Prostata
- Beurteilung des Analtonus
- Identifizierung von Stuhl im Rektum
- Identifizierung von äußerlichen anorektalen Bedingungen\*
- Arzt-Patient-Kommunikation

## KOMPONENTEN:

	60170	60171
	60186	60187
• Basiseinheit	✓	✓
• Standfuß für linke Seitenlage	✓	✓
• Normalperineum mit Analtonus	✓	✓
• Pathologischer Analtonus des Perineums	✗	✓
• Normale Prostata	✓	✓
• Gutartig einseitig vergrößerte Prostata	✗	✓
• Gutartig beidseitig vergrößerte Prostata	✗	✓
• Einseitig karzinome Prostatal	✗	✓
• Beidseitig karzinome Prostata	✗	✓
• Fäkalienmaterial	✓	✓
• Illustrations äußerlicher Analbedingungen	✗	✓
• Gleitmittel	✓	✓

## ZUSÄTZLICHE OPTIONEN:

- 60172 Standfuß für stehende Position
- 40209 Mittelgroßer Tragekoffer

## ILLUSTRATIONSMATERIAL ÄUSSERLICHER ANALBEDINGUNGEN

